


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rhot1/Miro1 Validado Por Kd - Q8Ixi2

Número de artículo: CM0024180



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD dirigido a RHOT1/MIRO1 humano, una NTPasa mitocondrial atípica. Aplicaciones: WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Peso molecular: 71kDa. Útil para estudios de tráfico mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] RHOT1/MIRO1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [Validado por KD] RHOT1/MIRO1
Especie	Humano
GeneID (humano)	55288
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-590 de RHOT1/MIRO1 humano. (NP_060777.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IXI2
Peso de la Proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo