


[Kd Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serpina3 Para Wb, Elisa - P01011

Número de artículo: CM0028229



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SERPINA3 humano (Alfa-1-antiquimotripsina), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudiar respuestas de fase aguda e inhibición de proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] SERPINA3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	12
ID del Gen	12
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01011
Peso Molecular de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo