

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sharpin Validado Por Kd Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0F6

Número de artículo: CM0006685



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD frente a la Sharpin humana (SIPL1). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Útil para el estudio de la señalización de NF-kB, la inflamación y la ubiquitinación lineal. SWISS: Q9H0F6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Sharpin Rabbit mAb [Validado por KD]
Observaciones/Alias	SIPL1; Sharpin [Validado por KD]
Especie	Humano
GeneID (Humano)	81858
GeneID	81858
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-126 de la SHARPIN humana (NP_112236.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9H0F6
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo