


[Kd Validado] Polimab® De Conejo Anti-Sod1 Para Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - P00441

Número de artículo: CM0006091



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra SOD1 (Superóxido dismutasa [Cu-Zn]) humana, validado por KD. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para aplicaciones de Western blot, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA en investigación de estrés oxidativo y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOD1 PolimAb® de conejo [KD Validado]
Observaciones/Alias	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; homodímero
Especie	Humano
GeneID (humano)	6647
GeneID	6647
Inmunógeno	Proteína recombinante de SOD1 humana; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-154 de SOD1 humana (NP_000445.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00441
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo