

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Srebf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Wtn3

Número de artículo: CM0012129

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD dirigido a SREBF1, adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce SREBF1 humano y de ratón, un factor de transcripción clave que regula la biosíntesis de colesterol y el metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] mAb de conejo SREBF1
Observaciones/Alias	ADD1; SREBP1; bHLHd1
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	6720
ID del Gen (Ratón)	20787
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SREBP1 de ratón (NP_035610.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9WTN3
Peso Proteico	120 kDa
Envío	Bolsa de hielo