

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sult2B1 Validado Por Kd Para Wb, Ihc-P, Elisa - O00204

Número de artículo: CM0006023



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra la sulfotransferasa 2B1 humana (SULT2B1). Adecuado para WB, IHC-P y ELISA. SULT2B1 es clave en el metabolismo de esteroides y colesterol, con funciones en la diferenciación de la piel y enfermedades. Ideal para investigación en metabolismo y dermatología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] SULT2B1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HSST2; ARCI14
Especie	Humano
GeneID (humano)	6820
GeneID	6820
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-365 de la SULT2B1 humana (NP_814444.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O00204
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo