

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Kd Validado Contra Tfeb Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - P19484

Número de artículo: CM0008749



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra TFEB humano (factor de transcripción EB). Detecta niveles endógenos de TFEB.

Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

Adecuado para aplicaciones de Western blot, IHC-P, ELISA y ChIP. Ideal para investigación en autofagia y lisosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TFEB Rabbit mAb [KD Validated]
Notas/Alias	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7942
ID del gen	7942
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-173 de TFEB humano (NP_009093.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19484
Peso proteico	44kDa/53kDa
Envío	Bolsa de hielo