

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tfeb Validado Por Kd Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19484

Número de artículo: CM0025516



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TFEB humano, validado para especificidad de knockdown. Adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Ideal para investigación en autofagia y biogénesis lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Anticuerpo policlonal de conejo anti-TFEB
Observaciones/Alias	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7942
GeneID	7942
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-173 del TFEB humano (NP_009093.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19484
Peso Molecular de la Proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo