

[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal Anti-Timidilato Sintasa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04818

Número de artículo: CM0006205



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo validado contra la timidilato sintasa (TYMS), una enzima crítica en la biosíntesis de nucleótidos. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA; reactividad humana. Para investigación oncológica y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] Anticuerpo monoclonal de conejo contra Timidilato sintasa
Observaciones/Alias	TS; TMS; DKCD; HST422
Especie	Humano
ID del Gen	7298
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-313 de la Timidilato sintasa humana (NP_001062.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04818
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo