


[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Timm10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62072

Número de artículo: CM0005575



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TIMM10 humano (TIM10), un chaperón de importación mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la translocasa de la membrana interna mitocondrial y vías relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] mAb de Conejo TIMM10
Observaciones/Alias	TIM10; TIM10A; TIMM10A; [Validado por KD] TIMM10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26519
GeneID	26519
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90aa de TIMM10 humano (NP_000204.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62072
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo