

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal Anti-Tradd Para Wb, Ip, Elisa - Q15628

Número de artículo: CM0011574



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra TRADD humano (asociado a TNFRSF1A por dominio de muerte). Validado para WB, IP, ELISA; reactivo con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis y señalización de NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] TRADD Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Hs.89862
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8717
GeneID	8717
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 199-312 de TRADD humano (NP_003780.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15628
Peso molecular de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo