


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vimentina Validado Por Kd Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - P08670

Número de artículo: CM0017571



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad validado por KD dirigido contra la vimentina humana (P08670). Adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del citoesqueleto y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] pAb de conejo anti-vimentina
Observaciones/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; in
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7431
ID del gen	7431
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-101 de la vimentina humana (NP_003371.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P08670
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo