

[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Xpnpep3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqh7

Número de artículo: CM0011692



Introducción

[KD Validado] anticuerpo monoclonal de conejo contra XPNPEP3 (APP3/ICP55/NPHPL1), reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para western blot, IHC en parafina y ELISA. El objetivo es una aminopeptidasa mitocondrial implicada en el procesamiento de péptidos y la señalización de TNFRSF1B; es relevante para estudios de nefronósis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] XPNPEP3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	APP3; ICP55; NPHPL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	63929
GeneID	63929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-230 de XPNPEP3 humano (NP_071381.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQH7
Peso molecular	57kDa
Envío	Bolsa de hielo