


[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal Anti-Ythdc1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q96Mu7

Número de artículo: CM0006052



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra YTHDC1 humano (KD validado), adecuado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta YTHDC1 a ~85 kDa, un lector clave de m6A y regulador del empalme. Ideal para investigación en modificación de ARN y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] YTHDC1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	YT521; YT521-B; [KD Validado] YTHDC1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	91746
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-71 de YTHDC1 humano (NP_001026902.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96MU7
Peso Proteico	85kDa (observado)
Envío	Bolsa de hielo