


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ythdc2 Validado Por Kd Para Wb, Ip, If-P, Elisa - Q9H6S0

Número de artículo: CM0021397



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD dirigido contra YTHDC2 humano (ARN helicasa 3'-5') para WB, IP, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de ~160 kDa; ideal para investigación en meiosis y degradación de ARN m6A.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] YTHDC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAHL; hYTHDC2; YTHDC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64848
GeneID	64848
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1286-1430 de YTHDC2 humano (NP_073739.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H6S0
Peso Proteico	160kDa
Envío	Bolsa de hielo