

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Znf143 Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - P52747

Número de artículo: CM0007651

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD dirigido contra ZNF143 humano (SBF/STAF). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de regulación génica y función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] mAb de conejo ZNF143
Observaciones/Alias	SBF; STAF; pHZ-1; [Validado por KD] ZNF143
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7702
ID de Gen	7702
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 592-638 de ZNF143 humano (NP_003433.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52747
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo