


[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Cdk2 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P24941

Número de artículo: CM0008540



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CDK2 de alta calidad para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Clave para investigación del ciclo celular, reparación del ADN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Anticuerpo monoclonal de conejo CDK2
Observaciones/Alias	CDKN2; p33(CDK2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1017
GeneID	1017
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-298 del CDK2 humano (NP_001789.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24941
Peso Proteico	30 kDa/34 kDa
Envío	Bolsa de hielo