

[Kd Validado] Pab De Conejo Contra Cdx2 - Q99626

Número de artículo: CM0021891



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDX2 (validado por KD) para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función del factor de transcripción del epitelio intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] pAb de conejo contra CDX2
Observaciones/Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1045
ID del gen	1045
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 14-165 de la CDX2 humana (NP_001256.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99626
Peso molecular de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo