


[Validado Por Kd] Copb2 Conejo Polymab® - P35606

Número de artículo: CM0004973



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra COPB2 humano (beta'-COP), validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta COPB2 humano y de ratón (~102 kDa), una subunidad del coatómero esencial para el transporte retrógrado del Golgi al RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] COPB2 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	OPDD; MCPH19; beta'-COP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9276
GeneID	9276
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 657-906 de COPB2 humano (NP_004757.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P35606
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo