

Anticuerpo Policlonal De Conejo Dnmt1 Validado Por Kd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26358

Número de artículo: CM0023649



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DNMT1 (ADN metiltransferasa 1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de metilación del ADN y herencia epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validated] DNMT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; [KD Validated] DNMT1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1786
ID de Gen	1786
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-124 de DNMT1 (NP_001370.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26358
Peso Proteico	183kDa
Envío	Bolsa de hielo