

[Validado Por Kd] Mab De Conejo Anti-Foxk1 - P85037

Número de artículo: CM0011817



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra FOXK1 humano, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP y ELISA. Reacciona con seres humanos y ratón. Ideal para investigación sobre metabolismo de glucosa, diferenciación muscular y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] mAb de conejo anti-FOXK1
Observaciones/Alias	FOXK1L
Especie	Humano
GeneID (humano)	221937
GeneID	221937
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-733 de FOXK1 humano (NP_001032242.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicaciones	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P85037
Peso molecular de la proteína	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo