


[Validado Por Kd] Pab De Conejo Contra Gpx4 Para Wb, If-P, Elisa - P36969

Número de artículo: CM0019726



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GPX4 (glutathión peroxidasa 4), validado para WB, IF-P y ELISA. Reactivo con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre ferroptosis, estrés oxidativo y peroxidación lipídica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] pAb de conejo contra GPX4
Observaciones/Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2879
GeneID	2879
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-197 de la GPX4 humana (NP_002076.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36969
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo