


[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Mct1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P53985

Número de artículo: CM0004057



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MCT1 (SLC16A1) para WB, IF, IHC-P, ELISA. Validado por KD, detecta el transportador de monocarboxilato 1 humano de 54 kDa. Ideal para investigación en metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] MCT1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MCT; HHF7; MCT1; MCT1D
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6566
ID del gen	6566
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-245 de la MCT1 humana (NP_003042.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P53985
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo