


[Validado Por Kd] Mrpl11 Conejo Pab - Q9Y3B7

Número de artículo: CM0024605



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la MRPL11 humana, una proteína ribosomal mitocondrial. Validado para WB, IP y ELISA. Ideal para estudios de síntesis de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] MRPL11 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MRPL11; CGI-113; L11MT; MRP-L11; proteína ribosomal mitocondrial L11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	65003
GeneID	65003
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 91-192 de la MRPL11 humana (NP_057134.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3B7
Peso proteico	18kDa/19kDa/20kDa
Envío	Bolsa de hielo