


[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pin1 Para Wb Y Elisa - Q13526

Número de artículo: CM0006928



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD dirigido a Pin1 humano (UniProt Q13526) para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta Pin1 endógeno de 18 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] Pin1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DOD; UBL5; [Validado por KD] Pin1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5300
ID del gen	5300
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-163 de Pin1 humano (NP_006212.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13526
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo