

[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Timm13 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5L4

Número de artículo: CM0008361

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TIMM13 humano (subunidad Tim13 de la translocasa de importación de la membrana interna mitocondrial). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para investigaciones sobre la importación de proteínas mitocondriales y las chaperonas.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	[KD Validado] TIMM13 Rabbit mAb
Observaciones/alias	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; proteína 1 relacionada con twist
Especie	Humano
GeneID (humano)	26517
GeneID	26517
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 de TIMM13 humano (NP_036590.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y5L4
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo