

[Kd Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Stat2 Para Wb Y Elisa - P52630

Número de artículo: CM0009248



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-STAT2 [KD Validado] de alta calidad de CamelBio para WB y ELISA. Reconocimiento de STAT2 humano y de rata (P52630). Ideal para investigación sobre señalización por interferón y respuesta antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] STAT2 Rabbit mAb
Notas / Alias	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; [KD Validado] STAT2
Especie	Humano
ID genético (Humano)	6773
ID genético	6773
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-706 de la STAT2 humana (NP_005410.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P52630
Peso molecular de la proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo