


[Validado Por Kd] Anticuerpo Policlonal De Conejo Trim21/Ss-A Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19474

Número de artículo: CM0019474



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRIM21/SS-A (Ro52) humano, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reconoce TRIM21 humano, de ratón y de rata, una ligasa de ubiquitina E3 de 54kDa implicada en la inmunidad innata y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	[Validado por KD] TRIM21/SS-A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6737
GeneID	6737
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 86-334 del TRIM21/SS-A humano (NP_003132.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19474
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo