

Kdm6A Rabbit Pab - 22289

Número de artículo: CM0029001

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo KDM6A generado contra KDM6A de ratón (aminoácidos 550-700) para Western blot, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KDM6A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Utx; KDM6A
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	7403
ID de gen (Ratón)	22289
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-700 de KDM6A de ratón (NP_033509.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso proteico	154kDa/157kDa
Envío	Bolsa de hielo