

Anticuerpo Policlonal De Conejo Kdm6B - 216850

Número de artículo: CM0018690

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Kdm6b (Jmjd3) específico para Kdm6b de ratón. Apto para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Peso proteico: 176 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Kdm6b Rabbit pAb
Notas / Alias	Jmjd3; 1700064E03Rik; Kdm6b
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	23135
ID del gen	216850
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-190 de la Kdm6b de ratón (NP_001017426.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
Peso proteico	176 kDa
Envío	Bolsa de hielo