

Anticuerpo Policlonal De Conejo Kdm6B - Kdm6B

Número de artículo: CM0015623

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Kdm6b de ratón (también conocido como Jmjd3). Generado contra una proteína recombinante que abarca los aminoácidos 90-190. Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a Kdm6b humana y de ratón. Peso molecular predicho: 176 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Kdm6b pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Jmjd3; 1700064E03Rik; Kdm6b
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	23135
ID de Gen	216850
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-190 de Kdm6b de ratón (NP_001017426.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
Peso Proteico	176kDa
Envío	Bolsa de hielo