

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Khdrbs1/Sam68 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07666

Número de artículo: CM0005880



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a KHDRBS1/Sam68 (p62/p68). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para investigaciones de unión a ARN y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KHDRBS1/Sam68 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10657
GeneID	10657
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del KHDRBS1 humano (Q07666)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07666
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo