


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Khsrp Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92945

Número de artículo: CM0005696



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo KHSRP validado para WB, IHC-P, IP, ELISA en humano, ratón y rata. Reconoce la proteína de unión a ARN 2 de unión al elemento aguas arriba distante (FUBP2), una proteína de unión a ARN de 73 kDa implicada en el empalme, transporte y degradación del ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KHSRP mAb de Conejo
Observaciones/Alias	p75, FBP2, KSRP, FUBP2, KHSRP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8570
GeneID	8570
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 del KHSRP humano (Q92945)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92945
Peso Proteico	73 kDa
Envío	Bolsa de hielo