

Anticuerpo Policlonal De Conejo Kiaa0391/Prorp Para Wb Y Elisa - O15091

Número de artículo: CM0024996



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KIAA0391/PRORP humano, validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para estudiar el procesamiento de tRNA mitocondrial y el complejo ribonucleasa P.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIAA0391 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MRPP3; COXPD54; KIAA0391
Especie	Humano
GeneID (humano)	9692
GeneID	9692
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 314-583 del KIAA0391 humano (NP_055487.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	O15091
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo