

Anticuerpo Policlonico De Conejo Para Kiaa0513 Para Wb Y Elisa - O60268

Número de artículo: CM0017876

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a KIAA0513, validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la localización de proteínas citoplasmáticas en tejidos cerebrales y su papel potencial en los trastornos neuropsiquiátricos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	KIAA0513 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KIAA0513
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9764
ID del Gen	9764
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-301 de la KIAA0513 humana (NP_001273494.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60268
Peso de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo