

Anticuerpo Policlonal De Conejo Kiaa1456 (Trm9L) Para Wb, Elisa - Q9P272

Número de artículo: CM0028093

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KIAA1456 (TRM9L/metiltransferasa de tRNA 9B) validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre cáncer y estudios de modificación de tRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KIAA1456 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TRM9L; hTRM9L; C8orf79; KIAA1456
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57604
GeneID	57604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-330 de la proteína KIAA1456 humana (NP_065895.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P272
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo