

Kif2B Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q8N4N8

Número de artículo: CM0025761

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo KIF2B de CamelBio (Q8N4N8) detecta la quinasa humana KIF2B en WB y ELISA. Validado en humano, ratón y rata, con un peso predicho de 76 kDa. Ideal para la investigación de división celular y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIF2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KIF2B
Especie	Humano
GeneID (humano)	84643
GeneID	84643
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 544-673 del KIF2B humano (NP_115948.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N4N8
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo