

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klf17 Para Wb Y Elisa - Q5Jt82

Número de artículo: CM0015180

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KLF17 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios sobre regulación transcripcional, transición epitelial-mesenquimal y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLF17 pAb de conejo
Observaciones/alias	ZLF393; ZNF393; Zfp393; KLF17
Especie	Humano
ID del gen (humano)	128209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-389 de KLF17 humano (NP_775755.3)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q5JT82
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo