

Anticuerpo Policlonal De Conejo Klf6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99612

Número de artículo: CM0016430

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo KLF6 para la detección de KLF6 humano (Zf9/COPEB), un factor de transcripción de dedos de zinc. Validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Procedente de conejo, enviado en bolsas de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo KLF6 (pAb)
Observaciones/Alias	GBF; ZF9; BCD1; CBA1; CPBP; PAC1; ST12; COPEB; KLF6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1316
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-200 de KLF6 humano (NP_001291.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99612
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo