

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Klhl9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2J3

Número de artículo: CM0014287

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra KLHL9 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la progresión mitótica y la citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLHL9 pAb de conejo
Observaciones/alias	KLHL9
Especie	Humano
GeneID (humano)	55958
GeneID	55958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de KLHL9 humano (NP_061335.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9P2J3
Peso de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo