


KLK10 (Nes1) Anticuerpo Policlonico De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - O43240

Número de artículo: CM0026177



Introducción

Anticuerpo policlonico recombinante de conejo dirigido a la Kalicreína-10 humana (KLK10/NES1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta KLK10 de humano, ratón y rata. Antígeno supresor tumoral para investigación en oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLK10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NES1; PRSSL1; KLK10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5655
GeneID	5655
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-276 de la KLK10 humana (NP_665895.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43240
Peso Molecular de Proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo