

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Klk7 Para Wb Y Elisa - P49862

Número de artículo: CM0026786



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KLK7 humano (calicreína-7), adecuado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para la investigación de descamación de la piel, cáncer de ovario y proteasas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | KLK7 pAb de conejo                                                                                                               |
| Observaciones/Alias | hK7; SCCE; PRSS6; KLK7                                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID de gen (Humano)  | 5650                                                                                                                             |
| ID de gen           | 5650                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-253 de KLK7 humano (NP_644806.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                    |
| SWISS               | P49862                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 28kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |