


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Kmt2A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q03164

Número de artículo: CM0016140



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KMT2A validado para WB, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Se dirige a la histona metiltransferasa MLL1, implicada en la metilación de H3K4 y la regulación transcripcional, relevante en la leucemia y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KMT2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDST5; KMT2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4297
GeneID	4297
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2829-2883 de la KMT2A humana (NP_005924.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03164
Peso de la proteína	432 kDa
Envío	Bolsa de hielo