


[Validado Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Acly Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P53396

Número de artículo: CM0011316



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ACLY validado para Western blot, inmunoprecipitación, inmunofluorescencia y ELISA; reconoce ACLY de humano, ratón y rata; peso molecular de 121 kDa. Adecuado para investigación en metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] ACLY Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Especie	Humano
GenelD (Humano)	47
GenelD	47
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53396
Peso molecular de la proteína	121 kDa
Envío	Bolsa de hielo