

[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Ak2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54819

Número de artículo: CM0026977



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AK2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. La adenilato quinasa 2 es una enzima mitocondrial crítica para la homeostasis energética celular y la hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] pAb de Conejo AK2
Observaciones/Alias	ADK2; K2
Especie	Humano
GeneID	204
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-232 de AK2 humano (NP_001616.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54819
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo