

[Ko Validado] Anticuerpo Monoclonal Anti-A-Catenina Para Wb - P35221

Número de artículo: CM0002574



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra α -catenina humana (Alpha E-catenina, CTNNA1). Validado por KO para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en adhesión celular y uniones intercelulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] α -catenina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1495
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la α -catenina humana (P35221)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35221
Peso molecular de la proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo