

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abcf2 Validado Por Ko Para Wb, Elisa - Q9Ug63

Número de artículo: CM0017938

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ABCF2 validado por KO en Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del transportador ABC y el desarrollo de ensayos de diagnóstico, obtenido de CamelBio.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado por KO] ABCF2 pAb de Conejo                                                                                             |
| Observaciones/Alias | ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; F2                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID de Gen           | 10061 (Humano)                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 del ABCF2 humano (NP_005683.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | Q9UG63                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 71kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |