


[KO Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aif Para Wb, If, Ihc, Elisa - O95831

Número de artículo: CM0026153



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-AIF fiable validado con KO para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta AIF de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre apoptosis y mitocondrias. Peso molecular diana: 67kDa. Swiss-Prot: O95831.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] AIF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL; IF
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9131
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 334-613 de la AIF humana (NP_004199.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95831
Peso molecular de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo