

[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ajuba Para Wb Y Elisa - Q96If1

Número de artículo: CM0023880

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Ajuba humana, validado por knockout. Adecuado para WB y ELISA; reacción cruzada con humano y rata. Para investigación en adhesión celular, transducción de señales y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] Ajuba Rabbit pAb
Notas/Alias	JUB; ba
Especie	Humano
ID del Gen	84962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 201-290 de Ajuba humana (NP_116265.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96IF1
Peso de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo