

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ak2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54819

Número de artículo: CM0002691



Introducción

[Validado por KO] Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo que se dirige a la adenilato quinasa 2 (AK2) humana. Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Reconoce la AK2 humana, de ratón y de rata. AK2 es esencial para la homeostasis de energía celular y la hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] AK2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ADK2; K2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	204
GeneID	204
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la AK2 humana (P54819).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54819
Peso Proteico	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo